

| | | |
|---|----------------------|---|
| INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOTESTEO | |  Universidad de los Andes > PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| Versión 01 | Febrero de 2022 | DPR-C19-INS005 |
| Realizado por: ROS-DPR | Revisado por JOM-DPR | Aprobado por: JOM-DPR |


Instrucciones para realizar el auto testeo

a) Recolección de muestra

- **Método de recolección de muestra:** saliva con esputo



1. La persona debe drenar el esputo (moco) desde la zona posterior de la nariz y garganta al menos 3 veces.
2. La persona debe levantar la copa de recolección de muestra cerca de su boca en inhale profundamente para luego toser con fuerza directamente en la copa de recolección de muestra.
3. La persona debe levantar la copa de recolección de muestra cerca de su boca y escupir la saliva con el esputo nasal en la copa de recolección de muestra.
4. Mezcle bien la saliva y el esputo al menos 10 veces empleando para ello el hisopo estéril. Recoja la saliva sin el esputo mediante el hisopo, que debe quedar empapado de saliva.



b) Preparación y procedimiento

➤ Preparación

1. Antes de iniciar la prueba permita, permita que la muestra y el dispositivo de prueba alcancen la temperatura ambiente.
2. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso de la prueba STANDARD Q COVID-19 Ag Saliva Test.

| | | |
|---|----------------------|--|
| INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOTESTEO | |  Universidad de los Andes > PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| Versión 01 | Febrero de 2022 | DPR-C19-INS005 |
| Realizado por: ROS-DPR | Revisado por JOM-DPR | Aprobado por: JOM-DPR |


*Verifique la fecha de caducidad en la bolsa de aluminio. No emplee el kit si la fecha de caducidad ha sido sobrepasada.

3. Compruebe el estado del dispositivo de prueba y desecante en la bolsa de aluminio.



➤ Procedimiento de prueba

1. Inserte el hisopo empapado en un tubo buffer de extracción. Presione los costados del tubo de extracción y mezcle al menos 5 veces con el hisopo.
2. Retire el hisopo presionando los costados del tubo para extraer el líquido del hisopo.
3. Asegure firmemente la tapa nozzel en el tubo.




| | | |
|---|----------------------|---|
| INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOTESTEO | |  Universidad de los Andes > PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| Versión 01 | Febrero de 2022 | DPR-C19-INS005 |
| Realizado por: ROS-DPR | Revisado por JOM-DPR | Aprobado por: JOM-DPR |

4. Deposite 4 gotas de la muestra extraída en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba.




5. Lea los resultados en 15-30 minutos



c) Preparación y procedimiento de prueba de control (control positivo/negativo)

➤ **Preparación**




| | | |
|---|----------------------|---|
| INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOTESTEO | |  Universidad de los Andes > PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| Versión 01 | Febrero de 2022 | DPR-C19-INS005 |
| Realizado por: ROS-DPR | Revisado por JOM-DPR | Aprobado por: JOM-DPR |

1. Deposite un hisopo control positivo o negativo STANDARD COVID-19 Ag control en un tubo de buffer de extracción. Mezcle con el hisopo al menos 5 veces.
2. Retire el hisopo presionando los costados del tubo para extraer el líquido del hisopo.
3. Asegure firmemente la tapa nozzle en el tubo.
4. Deposite 3 gotas de la muestra extraída en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba.







5. Lea el resultado en 15-30 minutos



| | | |
|---|----------------------|--|
| INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOTESTEO | |  Universidad de los Andes > PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| Versión 01 | Febrero de 2022 | DPR-C19-INS005 |
| Realizado por: ROS-DPR | Revisado por JOM-DPR | Aprobado por: JOM-DPR |

d) Interpretación de resultados

➤ **Inspección visual**

| Resultado de prueba | Ejemplo | Descripción |
|---------------------|---|---|
| Negativo |  | <ol style="list-style-type: none"> Una banda de color púrpura aparecerá en la sección superior de la ventana de resultado para indicar que la prueba funciona correctamente. Esta banda es la línea de control (C). Una banda de color aparecerá en la sección inferior de la ventana de resultado. Esta banda es la línea de prueba antígeno SARS-CoV-2 (T). Incluso si la línea control es tenue o la línea de prueba no es uniforme, la prueba debe considerarse desarrollada adecuadamente y el resultado debe interpretarse como un resultado positivo. |
| Positivo |  | |
| |  | |
| Inválido |  | |
| |  | |

*Ante la presencia de una línea, sin importar si ésta es tenue, el resultado se considera positivo.

*Resultados positivos deben ser evaluados en concordancia con el historial clínico y demás información disponible.

| | | |
|---|----------------------|---|
| INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOTESTEO | |  Universidad de los Andes > PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| Versión 01 | Febrero de 2022 | DPR-C19-INS005 |
| Realizado por: ROS-DPR | Revisado por JOM-DPR | Aprobado por: JOM-DPR |

I. Advertencias y precauciones

1. Permita que el contenido del kit y las muestras alcancen la temperatura ambiente antes de la prueba.
2. No reutilice el kit de prueba.
3. No utilice el kit de prueba si la bolsa de aluminio se encuentra dañada o el sello roto.
4. No utilice el tubo buffer de extracción de otro lote o kit.
5. No fume, beba o coma durante la manipulación de la muestra.
6. Vista equipamiento de protección personal, tales como, guantes y pechera desechable cuando manipule los reactivos del kit. Lave sus manos meticulosamente luego de realizar la prueba.
7. Limpie cualquier derrame empleando para ello un desinfectante apropiado (toallitas de amonio cuaternario).
8. Manipular las muestras como si tuviesen agentes infecciosos.
9. Respete las precauciones establecidas para evitar peligros microbianos durante todo el procedimiento.
10. Descartar las muestras y materiales utilizados para realizar la prueba como desecho de riesgo biológico. Los elementos químicos de laboratorio y desechos de riesgo biológico deben ser manipulados y descartados de acuerdo con protocolo.
11. El desecante en la bolsa de aluminio absorbe la humedad y evita que ésta afecte los productos. Si los gránulos desecantes indicadores de humedad cambian de color amarillo a verde, el dispositivo de prueba de esa bolsa debe ser descartado.
12. Almacenar el kit a temperatura entre 2-30° C, fuera del alcance de la luz solar directa. Los materiales del kit son estables hasta la fecha de caducidad impresa en la caja exterior.
13. No congele el kit.
14. El resultado de esta prueba no debe emplearse como criterio único en el diagnóstico. Se requiere prueba de confirmación.

| | | |
|---|----------------------|--|
| INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOTESTEO | |  Universidad de los Andes > PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| Versión 01 | Febrero de 2022 | DPR-C19-INS005 |
| Realizado por: ROS-DPR | Revisado por JOM-DPR | Aprobado por: JOM-DPR |

II. Otros

- **Contenido del Kit test de antígeno STANDARD Q COVID-19 Ag Saliva.**

